



Factureren aan:  
 Naam:  
 Straat:  
 Plaats: Postcode:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Leveren aan:  
 Naam:  
 Adres:  
 Plaats: Postcode:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Order datum:  
 Inkooporder:  
 Uw referentie:

Gemarkeerd voor:  
 Sunrise order nr.:

- Order
- Offerte
- Built 4 me



reddot winner 2022



- ◇ = Standaard
- = Meerprijs
- = Geen meer-/minderprijs

Customer Service: [cs@sunrisemedical.nl](mailto:cs@sunrisemedical.nl)  
 Max. gebruikersgewicht: 125 / 140 kg  
 Gewicht cliënt:  kg  
 Altijd invullen voor juiste configuratie

**Basisprijs vanaf € 3.014,- (exclusief BTW)**

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.  
 Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op [www.sunrisemedical.nl/voorwaarden](http://www.sunrisemedical.nl/voorwaarden)

**FRAMETYPE**

NTR010000	◇	Basisprijs Quickie Nitrum	3014
NTR010034	◇	Nitrum Open frame <span style="float: right;">(max gebruikersgewicht 125 kg)</span>	<b>std</b>
NTR010035	□	Nitrum Hybrid frame <span style="float: right;">(max gebruikersgewicht 140 kg) (min. zithoogte achter 430 mm)</span>	272
<b>Built-4-Me C30</b>			
NTR010036	□	Nitrum Pro Open frame <span style="float: right;">(max gebruikersgewicht 125 kg)</span>	896
NTR010037	□	Nitrum Pro Hybrid frame <span style="float: right;">(max gebruikersgewicht 140 kg) (min. zithoogte achter 430 mm)</span>	1169

**BASISAFMETINGEN**

⚠ (LET OP: opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis) ⚠

	€ 123	Zitbreedte in mm								€ 451	
		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
€ 123	340	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	360	□	□	○	○	○	○	○	○	□	□
	380	□	□	○	○	○	○	○	○	□	□
	400	□	□	○	○	○	○	○	○	□	□
	420	□	□	○	○	○	○	○	○	□	□
	440	□	□	○	○	○	○	○	○	□	□
€ 228	460	□	□	○	○	○	○	○	○	□	□
	480	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	500	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

- Uw zithoogte achter kan slechts 0 tot 130 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.
- Een hoog frame is 40 mm hoger dan het lage frame. Door het kiezen van een kortere en lichte voorvork minimaliseert u het gewicht van de stoel. Zie pagina 2.
- Zitdiepte wordt gemeten vanaf voorkant rugbuis.
- Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen.

**Zithoogte voor in mm**


Voorwiel	Vork (Lengte)	Frame	Zithoogte voor in mm																
			430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570		
3"	Carbotecture 111mm (1)	Laag	○	○	○														
	Carbotecture 111mm (1)	Hoog						○											
	111mm			○	○	○	○												
	115 mm (1)	Laag			○	○	○												
	Frog Leg (1)						○	○	○										
	111mm							○	○	○									
	115 mm (1)	Hoog							○	○	○								
	Frog Leg (1)									○	○	○							
	111mm										○	○	○						
	115 mm (1)	Laag										○	○	○					
	Frog Leg (1)												○	○	○				
	5"	111mm											○	○	○				
115 mm (1)		Laag											○	○	○				
Frog Leg (1)														○	○				
111mm															○	○			
115 mm (1)		Hoog														○			
Frog Leg (1)																			
6"	115 mm (1)	Laag																	
	Frog Leg (1)																		
	115 mm (1)	Hoog																	
	Frog Leg (1)																		



Carbotecture®  
111 mm



One arm design  
111 mm



Frog leg design  
149 mm x  
41 mm

- Uw zithoogte achter kan 0 tot 130 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.
- Een hoog frame is 40 mm hoger dan het lage frame. Door het kiezen van een kortere en lichte voorvork minimaliseert u het gewicht van de rolstoel. Zie pagina 2.
- Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen.

**Zithoogte achter in mm**

Achterwiel	Wielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24" (2)(4)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25" (3)(4)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Zithoogte achter is ± 10 mm verstelbaar  
 Nitrum Hybrid -> minimale zithoogte achter =430 mm

(1) geschikt voor elektrische aandrijvingen  
 (2) geen zithoogte instelling mogelijk bij zithoogte achterzijde 370 en 490 mm  
 (3) geen zithoogte instelling mogelijk bij zithoogte achterzijde 380 en 500 mm  
 (4) zithoogte 370 mm (24", open frame) en 380 mm (25", open frame) alleen mogelijk icm NTR020012/17/18; Spanbanden zitmat (Airflow)  
 zithoogte 420 mm (24", hybrid frame) en 430 mm (25", hybrid frame) alleen mogelijk icm NTR020012/17/18; Spanbanden zitmat (Airflow)

**Geadviseerde meet-methodiek:**

Individuele situaties kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

**Zitbreedte**

**a) voor de gebruiker**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup  
Dit aan beide zijden  
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

**b) op de rolstoel gemeten:**

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

**Zitdiepte**

**a) voor de gebruiker**

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

**b) op de rolstoel gemeten:**

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

**Rughoogte**

**a) voor de gebruiker**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.  
**Belangrijk:** de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

**b) op de rolstoel gemeten:**

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

**Onderbeenlengte**

**a) voor de gebruiker**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenmaat, met in achtname van eventuele verhogers.




**b) op de rolstoel gemeten:**

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.  
**Opmerking:** OBL wordt zonder kussen gemeten.

**c) Nitrum met in hoek**

**verstelbare rugleuning:**

Gebruik de rugleuningbeugel als basis voor de meting en tel er 6 mm bij op (wanddikte van de rugleuningbeugel) om tot een goede meting te komen.



**Totale breedte met**

	24°	25°
0° camber:	ZB+170 mm	ZB+170 mm
3° camber:	ZB+230 mm	ZB+240 mm
6° camber:	ZB+290 mm	ZB+300 mm

gemeten met een hoepel afstand van 17 mm


**Gewicht:**

Gewicht vanaf 7,5 kg (deze waarde kan per configuratie variëren)


Let op: de zithoogte tabel is gebaseerd op de standaard configuratie:  
**Std stoel 400 x 400 mm, 3° camber, zwaartepuntinstelling 56 mm**  
**Standaard wighoek 8°**  
 Afwijkingen op deze configuratie resulteren in afwijkingen op de tabel  
 Productie toleranties: ± 10 mm  
**Let op:**  
 Maximaal zithoogte verschil tussen voor en achter bedraagt 130 mm  
 Een negatieve zithoek is niet mogelijk.

**Laag zitframe - Hoog zitframe**


**Hoog zitframe**



**Laag zitframe**




**Standaard frame - frame lengte lang**




**Frame inset tabel**

Zitbreedte		320	340	360	380	400	420	440	460
Inset									
0 mm		270	290	310	330	350	370	390	410
10 mm		250	270	290	310	330	350	370	390
30 mm		XXX	230	250	270	290	310	330	350


**Inset 0 mm**



**Inset 10 mm**



**Inset 30 mm**



We willen heel transparant zijn over het gewicht. De volgende informatie zal een leidraad zijn voor de lichtst mogelijke Nitrum: hoe bereik je een rolstoel van 7,5 kg en hoe kan je de lichtst mogelijke configuratie voor je Nitrum bestellen.

### Nitrum: 7,5 kg configuratie

**Frame:** Hoog frame, voorframe 88°, frame inset 30 mm, zitbreedte 360 mm, zitdiepte 400 mm. Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje

**Voetplaten:** Voetbeugel lichtgewicht

**Vork en voorwielen:** 111 mm carbotechnure voorvork; 4" voorwiel: massief (soft). Velg: carbon composiet (zwart)

**Achterwielen:** 24" Proton achterwielen - 24 spaaks (zwart) (lichtgewicht) met aluminium hoepels (gepoedercoat of geanodiseerd) en luchtband, Schwalbe One; quick-release as, titanium



**Rugleuning:** Lichtgewicht rugleuning, aluminium, met ontgrendelstang, 325 mm hoogte; rugbuizen zonder duwhandvatten

**Zijkanten:** Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart

**Asbuis:** Carbon superlicht, zwart

**Remmen:** Compact schaarremmen lichtgewicht EVO

(Houd er rekening mee dat er een tolerantie van 5% is op alle gewichtsspecificaties vanwege gewichtsafwijkingen op montagegedelen (banden, voorvork etc.)

### Lichtgewicht-tips voor het bestellen van de Nitrum

Sunrise Medical biedt een breed scala aan opties voor de Nitrum om aan de behoeften van elke gebruiker te voldoen. De meeste opties voegen echter een aanzienlijk gewicht toe aan de rolstoel. Om dit bij het invullen van het orderformulier transparanter te maken en om je te helpen bij het bestellen van een zo licht mogelijke rolstoel, geven wij de geschatte gewichtstoename van de opties op het orderformulier:

(L) Geeft de lichtst mogelijke optie binnen de reeks opties aan

(+) Geeft aan dat deze optie meer dan 500 gr toevoegt aan het gewicht van de rolstoel in vergelijking met de lichtste optie binnen het assortiment

### Lichtgewicht opties voor de Nitrum

We hebben verschillende opties voor de Nitrum ontwikkeld om gewicht op de rolstoel te besparen zonder in te leveren aan geschiktheid voor dagelijks gebruik, comfort of duurzaamheid.



**Zitmat:** Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje (NTR020019): volledig verstelbare zitmat met composiet gespen en lichtere banden (max. gebruikersgewicht 85 kg) (-120 gr vergeleken met zitband "airflow")



**Asbuis Carbon superlicht (NTR010403):** verlijmd in de asbuis, geen instelbaarheid van de spoorbreedte mogelijk (-160 gr vergeleken met NTR010402 carbon asbuis) (enkel 0° camber):



**Voorwiel: massief (soft). Velg: carbon composiet (NTR080060):** lichtgewicht velg, gemaakt van carbon-composiet materiaal (-80 gr vergeleken met voorwiel, massief (soft), velg: aluminium)



**Quick release as, titanium (NTR070153):** -70 gr vergeleken met quick release as, roestvrij staal

**Lichtgewicht rugleuning, aluminium, met ontgrendelstang (NTR030159):** (-180 gr vergeleken naar standaard rugleuning)

### Frameopties Nitrum



Quickie Nitrum Open frame  
- Verstelbaar zwaartepunt  
- Open L-frame



Quickie Nitrum Pro Open frame  
- Vast zwaartepunt  
- Open L-frame



Quickie Nitrum Hybrid frame  
- Verstelbaar zwaartepunt  
- Hybride box-frame



Quickie Nitrum Pro Hybrid frame  
- Vast zwaartepunt  
- Hybride box-frame

QUICKIE Nitrum		€	
◇ = Standaard    ○ = geen meer-/minderprijs    □ = meerprijs			
<b>ZITBEKLEDING</b>			
<b>Zitmat (2)</b>			
NTR020002	◇ Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergklasje		std
NTR020003	□ Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergklasje	(vanaf ZB 360 mm)	99
NTR020004	□ Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergklasje en catheterzak	(vanaf ZB 360 mm)	194
NTR020012	□ Spanbanden zitting (airflow) met 1 opbergklasje (1)	(vanaf ZB 360 mm) (niet i.c.m. ZB 500 mm)	233
NTR020017	□ Spanbanden zitting (airflow) met 2 opbergklasje (1)	(vanaf ZB 360 mm) (niet i.c.m. ZB 500mm) (niet i.c.m. Freestyle rug)	288
NTR020018	□ Spanbanden zitting (airflow) met opbergklasje en catheterzak (1)	(vanaf ZB 360 mm) (niet i.c.m. ZB 500mm) (niet i.c.m. Freestyle rug)	334
NTR020019	□ Lichtgewicht spanbanden zitting (airflow) zonder tasje (L) (1)	(max ZB = 400 mm) (max. gebruikersgewicht 85 kg)	435
NTR020000	○ Zonder zitmat		gm
<b>Zitkussen met hoes, zwart</b>			
Dikte:	NTR020101	□ 30 mm	NTR020102
			□ 50 mm
			76
<b>Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:</b>			
JAY020002	□ Jay Basic t/m zitbreedte 480 mm		132
JAY020002	□ Jay Basic vanaf zitbreedte 500 mm		274
JAY020003	□ Jay Soft Combi P t/m zitbreedte 480 mm		312
JAY020003	□ Jay Soft Combi P vanaf zitbreedte 500 mm		394
JAY020001	□ Jay Easy Visco Curved t/m zitbreedte 480 mm		390
JAY020001	□ Jay Easy Visco Curved vanaf zitbreedte 500 mm		457
JAY020007	□ Jay Easy Fluid Curved t/m zitbreedte 480 mm		489
JAY020007	□ Jay Easy Fluid Curved vanaf zitbreedte 500 mm		576
JAY020004	□ Jay Lite t/m zitbreedte 480 mm		652
JAY020004	□ Jay Lite vanaf zitbreedte 500 mm		735
<b>Voor overige Jay zitkussens zie orderformulieren</b>			
<b>Accessoires</b>			
NTR090018	□ Positioneringsgordel	(niet i.c.m. vastgelaste rug)	135
<b>RUGLEUNING (alleen i.c.m. frametype standaard)</b>			
NTR030157	◇ <b>Standaard rugleuning, vast of neerklapbaar, aluminium met ontgrendelstang</b>	Range	std
		○ 250 - 300    ○ 300 - 350    ○ 350 - 400    ○ 400 - 450	(hoogte verstelbaar, binnen range)
	(inclusief stabilisatiestang standaard - 78 mm afstand tussen slang en rugpolstering)	○ 250    ○ 300    ○ 350    ○ 400	○ 400    ○ 425    ○ 450
NTR030158	□ <b>Twist-lock rugleuning, aluminium</b>	(niet i.c.m. ZB 320 mm)(niet in hoogte verstelbaar)(niet i.c.m. NTR030012; in hoek instelbare rug, vast)	279
		○ 275    ○ 325    ○ 375    ○ 425	○ 300    ○ 350    ○ 400    ○ 450
NTR030159	□ <b>Lichtgewicht rugleuning, aluminium, met ontgrendelstang (L)</b>	(niet in hoogte instelbaar)(niet i.c.m. NTR030204; rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten)	452
		○ 275    ○ 325    ○ 375    ○ 425	○ 300    ○ 350    ○ 400    ○ 450
NTR030404	◇ Stabilisatiestang standaard - 78 mm afstand tussen stang en rugpolstering		(alleen i.c.m. NTR030159, lichtgewicht rug) std
<b>Built-4-Me C30</b>			
NTR030403	□ Stabilisatiestang ondiep - 48 mm afstand tussen stang en rugpolstering		(alleen i.c.m. NTR030159, lichtgewicht rug) 241
NTR030012	◇ In hoek instelbare rug, vast		(-17,5° tot +10°) std
NTR030015	□ In hoek instelbare rug, neerklapbaar, kleur: zwart		(-17,5° tot +10°) 141
	□ Oranje    □ Zilver    □ Rood    □ Blauw		32
NTR030102	□ Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), alleen i.c.m. in hoek verstelbare rug, neerklapbaar (NTR030015)		(-17,5° tot +10°) 186
<b>PRO RUGLEUNING (alleen i.c.m. frametype PRO) Built-4-Me C30</b>			
NTR010038	○ <b>Rugframe tbv Nitrum pro, hoekverstelbaar</b>	(alleen i.c.m. Nitrum Pro Open frame of Nitrum Hybrid Pro)	gm
		○ 275    ○ 325    ○ 375    ○ 425	○ 300    ○ 350    ○ 400    ○ 450
NTR010044	□ <b>Rugframe tbv Nitrum pro, vastgelast</b>	(alleen i.c.m. Nitrum Pro Open frame of Nitrum Hybrid Pro)	469
		○ 275    ○ 325    ○ 375    ○ 425	○ 300    ○ 350    ○ 400    ○ 450
	<b>Rughoek instelling</b>	○ Rughoek -4° (86)    ○ Rughoek -2° (88)    ○ Rughoek 0° (90)    ○ Rughoek 2° (92)    ○ Rughoek 4° (94)	gm
NTR030404	◇ Stabilisatiestang standaard - 78 mm afstand tussen stang en rugpolstering		std
NTR030403	□ Stabilisatiestang ondiep - 48 mm afstand tussen stang en rugpolstering		gm
SB0328	□ Lumbaalknik (vul schema in op pagina 9)		397
<b>RUGLEUNINGOPTIES (i.c.m. alle frametypen)</b>			
<b>Duwhandvatten (niet i.c.m. Freestyle rug)</b>			
NTR030200	◇ Rugbuizen zonder duwhandvatten (L)		std
NTR030201	□ Rugbuizen met vaste duwhandvatten		63
NTR030203	□ Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (2)	(alleen mogelijk vanaf 325 mm rug)	263
NTR030204	□ Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten (+)	(alleen mogelijk vanaf 325 mm rug)(ovale rugbuizen)	369
NTR030205	□ Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten tbv Jay rug		448
<b>Built-4-Me C30</b>			
FMG-MD06-3339-01	□ Ronde duwhandvatten ipv standaard in hoogte verstelbare duwhandvatten	(alleen i.c.m. NTR030204, rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten)	106
<b>Rugbekleding</b>			
NTR030316	◇ EXO EVO naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte		std
	Kleuraccent	○ Zwart    ○ Oranje    ○ Zilver    ○ Rood    ○ Blauw	
NTR030317	□ EXO EVO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte		238
	Kleuraccent	○ Zwart    ○ Oranje    ○ Zilver    ○ Rood    ○ Blauw	
NTR030300	○ Zonder rugbekleding		gm
<b>Zie voor overige rugleuning, orderformulier van Jay J3 rugleuning</b>			
<b>FREESTYLE RUGLEUNING (in hoek instelbaar) (voldoet niet aan crashtest volgens ISO 7176-19)</b>			
NTR030090	□ Freestyle Rugleuning, J3 Carbon Rugleuning, shallow contour (SC)		1797
	○ Rughoogte 240 mm	(rughoogte 275 - 350 mm)	
	○ Breedte 320 mm - vanaf ZB 320 mm		
	○ Breedte 370 mm - vanaf ZB 380 mm		
	○ Breedte 420 mm - vanaf ZB 440 mm		
	○ Rughoogte 310 mm	(rughoogte 325 - 425 mm)	
	○ Breedte 320 mm - vanaf ZB 320 mm		
	○ Breedte 370 mm - vanaf ZB 380 mm		
	○ Breedte 420 mm - vanaf ZB 440 mm		
NTR030012	◇ In hoek instelbare rugleuning, vast		(-17,5° tot +10°) std
NTR030015	□ In hoek instelbare rugleuning, neerklapbaar, standaard kleur: zwart		(-17,5° tot +10°)(met ontgrendelstang) 141
	□ Oranje    □ Zilver    □ Rood    □ Blauw		32
NTR030102	□ Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), alleen i.c.m. in hoek verstelbare rug, neerklapbaar (NTR030015)		186
NTR030211	□ Duwhandvatten afneembaar	(alleen i.c.m. Freestyle rugleuning)	258
(1) het is niet mogelijk een spanbandenzitting te wijzigen in een standaard zitmat		Voor meer informatie bezoek onze website <a href="http://www.sunrisemedical.nl">www.sunrisemedical.nl</a>	
(2) minimale rughoogte i.c.m. Twist-lock rugleuning, aluminium is 350 mm		© Sunrise Medical 2025 pagina 4/11	

**QUICKIE Nitrum**

◇ = Standaard      ○ = geen meer-/minderprijs      □ = meerprijs

€

**ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN**

**Armsteunen**

NTR040050	□	US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, korte armligger (250 mm) (+)	303
NTR040051	□	US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, lange armligger (330 mm) (+)	303
NTR040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armligger (+) (1)	365

**Built-4-Me C30**

NTR040117	□	Wegzwenkbare buisarmsteunen, afneembaar (+)	470
-----------	---	---	-----

**Zijkanten**

NTR040102	◇	Aluminium zijkanten zonder spatbord, framekleur	std
NTR040061	□	Zijkanten naar achter wegklapbaar (niet mogelijk i.c.m. Nitrum Pro met vastgelast rugframe)(niet i.c.m. twist-lock rugleuning)	492
NTR040103	□	Aluminium zijkanten met spatbord, framekleur	182
NTR040101	□	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart (L)	84
NTR040104	□	Carbon zijkanten met spatbord, zwart	345
NTR040107	□	Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart	170

**Built-4-Me C30**

FMG-ME01-2143-03	□	Aluminium zijkant met eenmalig in hoogte verstelbare opgeschroefde armsteun	420
------------------	---	---	-----

**VOETPLATEN**

**Voetplaten**

NTR050029	◇	Voetbeugel lichtgewicht (L)	(OBL 360 mm - 520 mm)	std
NTR050030	□	Voetbeugel met kunststof plaat	(OBL 360 mm - 520 mm)	86
NTR050025	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, composiet	(OBL 360 mm - 520 mm)	135
NTR050024	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, aluminium	(OBL 360 mm - 520 mm)	135
NTR050026	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, carbon	(OBL 360 mm - 520 mm)	369
NTR050125	□	Performance voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat	(OBL 360 mm - 520 mm)	251
NTR050034	□	Voetbeugel hoog gemonteerd met aluminium voetplaat	(OBL 220 mm - 390 mm)	305

**Built-4-Me C30**

NTR050022	□	Gedeelde voetplaten, aluminium (+) (2)	(niet i.c.m. 4" of 6" voorwiel)	377
NTR050128	□	Doorlopende voetplaat, kunststof, in hoek en diepte instelbaar, wegklapbaar naar achter (+) (3)	(niet i.c.m. 4" voorwiel)	374
FMG-MB02-3140-01	□	Y-Style voetbeugel		217

**Onderbeenlengte (OBL)**

(Alle afmetingen in mm) (Belangrijk: max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)

- 220    ○ 230    ○ 240    ○ 250    ○ 260    ○ 270    ○ 280    ○ 290
- 300    ○ 310    ○ 320    ○ 330    ○ 340    ○ 350    ○ 360    ○ 370
- 380    ○ 390    ○ 400    ○ 410    ○ 420    ○ 430    ○ 440    ○ 450
- 460    ○ 470    ○ 480    ○ 490    ○ 500    ○ 510    ○ 520

Laag frame: OBL 220 - 350 mm alleen i.c.m. hoog gemonteerde voetbeugel; andere voetsteunen van OBL 360 - 500 mm

Hoog frame: OBL 220 - 390 mm alleen i.c.m. hoog gemonteerde voetbeugel; andere voetsteunen van OBL 400 - 520 mm

**FRAME**

NTR010206	◇	Framelengte standaard		std
NTR010207	□	Framelengte lang	(20 mm langer tussen voorkant zitmat en kniehoek)	225
NTR010012	◇	Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°)	(let op: voorwielen zijn naderhand niet om te wisselen van 3" of 4" naar 5" of 6" voorwielen)	std
NTR010013	□	Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°)	(let op: voorwielen zijn naderhand niet om te wisselen van 3" of 4" naar 5" of 6" voorwielen)	461
NTR010009	□	Voorframe Performance compact 92° (t.b.v. kniehoek 88°) (4)	(alleen i.c.m. 0 of 30 mm inset)	461
NTR010100	◇	Frame-inset 0 mm		std
NTR010101	□	Frame-inset 10 mm	(elke zijde van het frame)(niet i.c.m. 92° frame)	400
NTR010103	□	Frame-inset 30 mm	(elke zijde van het frame) (niet i.c.m. met ZB 320 mm)	400
NTR110156	□	LED verlichting	(gemonteerd onderzijde voorframe, accu in kuitband)	179


**Built-4-Me C30**

FMG-MC05-3306-01	□	Ergozit (vul schema in op pagina 9)	(alleen i.c.m. spanbanden zitbekleding)(niet i.c.m. Hybrid frame en/of handbike)	1037
------------------	---	-------------------------------------	--	------

**ZWAARTEPUNTIJNSTELLING**

Kies één van de 8 opties

COG20	○	20 mm
COG32	○	32 mm
COG44	○	44 mm
COG56	○	56 mm
COG68	○	68 mm
COG80	○	80 mm
COG92	○	92 mm
COG104	○	104 mm



(afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis)

NTR010500	□	Handbike asplaat (+)	(altijd 3° meer dan de std camber) (niet i.c.m. PRO frame)	377
NTR090014	□	Frame versterkingskit t.b.v. Quickie Attitude	(niet mogelijk en noodzakelijk i.c.m Hybrid frame)	385

(1) niet i.c.m. zwaartepunt 92 mm of 104 mm  
 (2) OBL vanaf 380 mm , laag frame en 420 mm, hoog frame. Max. ZB 460 mm  
 (3) max. gebruikersgewicht 125 kg, OBL vanaf 330 mm  
 (4) min. hoogte verschil voor-achter: 30 mm, voorwielen zijn niet om te wisselen van 3" of 4" naar 5" en 6"

**QUICKIE Nitrum**

◇ = Standaard      ○ = geen meer-/minderprijs      □ = meerprijs

€

FRAME ACCESSOIRES			
NTR090031	<input type="checkbox"/>	Achtervering tot 70 kg (+) (1)	(niet i.c.m. Hybrid frame) 614
NTR090032	<input type="checkbox"/>	Achtervering tot 120 kg (+) (1)	(niet i.c.m. Hybrid frame) 614
NTR090001	<input type="checkbox"/>	Trapbuis links	132
NTR090002	<input type="checkbox"/>	Trapbuis rechts	132
NTR090009	<input type="checkbox"/>	Krukhouder	(alleen i.c.m. trapbuis) 117
NTR090004	<input type="checkbox"/>	Anti-tip wegzwenkbaar links(+)	185
NTR090005	<input type="checkbox"/>	Anti-tip wegzwenkbaar rechts (+)	185
NTR090006	<input type="checkbox"/>	Anti-tip wegzwenkbaar paar (+)	(niet i.c.m. trapbuis) 371
NTR090007	<input type="checkbox"/>	Anti- tip uitneembaar paar (+)	371
NTR090033	<input type="checkbox"/>	Anti-tip, flip up links (+)	(niet i.c.m. handbike asplaat) 287
NTR090008	<input type="checkbox"/>	Anti-tip, flip up rechts (+)	(niet i.c.m. handbike asplaat) 287
NTR090035	<input type="checkbox"/>	Anti tip sport, centraal gemonteerd (+)	(niet i.c.m. carbon asbuis)(niet i.c.m. ZP 20 mm) 364
NTR090010	<input type="checkbox"/>	Transitwieltjes, 3" (+)	409
NTR010040	<input type="checkbox"/>	Design frame beschermers	76

VOORBEREIDING VOOR AANKOPPELBIKE			
NTR090211	<input type="checkbox"/>	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd) 111
NTR090212	<input type="checkbox"/>	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd; gebruik apart ATTITUDE orderformulier) 111

VOORVORK			
NTR080013	◇	Voorvork Carbotecture® (L)	NTR080041 <input type="checkbox"/> Zwart (alleen i.c.m. 111 mm) (niet geschikt voor elektrische aandrijvingen) <b>std</b>
		NTR080043 <input type="checkbox"/> Oranje	NTR080042 <input type="checkbox"/> Zilver
		NTR080044 <input type="checkbox"/> Rood (2)	NTR080045 <input type="checkbox"/> Blauw (2)
NTR080029	○	Voorvork aluminium	NTR080041 <input type="checkbox"/> Zwart (alleen i.c.m. 115 mm)
		NTR080043 <input type="checkbox"/> Oranje	NTR080042 <input type="checkbox"/> Zilver
NTR080008	<input type="checkbox"/>	Single Arm design voorvork	NTR080041 <input type="checkbox"/> Zwart (alleen i.c.m. 111 mm & 4" en 5" aluminium velg) 211
		NTR080043 <input type="checkbox"/> Oranje	NTR080042 <input type="checkbox"/> Zilver
		NTR080044 <input type="checkbox"/> Rood	NTR080045 <input type="checkbox"/> Blauw
		<b>Built-4-Me C30</b>	
NTR080007	<input type="checkbox"/>	Frog Leg voorvork (schokabsorberend) (+)	(alleen i.c.m. 4" en 5" massief en aluminium velgen)(zwart) 579

VOORWIELEN			
NTR080301	◇	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	(niet i.c.m. Single Arm voorvork) <b>std</b>
NTR080302	○	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	(niet i.c.m. Single Arm voorvork) 71
NTR080303	<input type="checkbox"/>	Voorwiel: massief (hard, light up). Velg: standaard composiet (zwart)	(niet i.c.m. Single Arm voorvork) 143
NTR080304	<input type="checkbox"/>	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)	155
NTR080306	<input type="checkbox"/>	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)	155
		Velgkleur: <input type="checkbox"/> Oranje <input type="checkbox"/> Zwart <input type="checkbox"/> Rood <input type="checkbox"/> Blauw	57
NTR080060	<input type="checkbox"/>	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: carbon composiet (zwart)	174

ACHTERWIELEN			
<b>LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij Spinergy of kruisgespaakte wielen</b>			
NTR070002	◇	Design wiel - 36 spaaks (zilver)	24" 25" <b>std</b>
NTR070001	<input type="checkbox"/>	Universeel kruisgespaakt - 36 spaaks (zilver) (+)	154
NTR070003	<input type="checkbox"/>	Lichtgewicht achterwielen - 24 spaaks (zilver)	(max. gebruikersgewicht 125 kg) 307
NTR070004	<input type="checkbox"/>	Proton achterwielen - 24 spaaks (zwart) (lichtgewicht) (L)	(max. gebruikersgewicht 100kg) 403
NTR070005	<input type="checkbox"/>	Spinergy achterwielen - 18 spaaks (zwart), naaf zilver	682
NTR070007	<input type="checkbox"/>	Spinergy achterwielen - 12 spaaks (zwart), naaf zwart	893
NTR070009	<input type="checkbox"/>	Mountain bike achterwielen - 36 spaaks (zilver), gecoate hoepels (zwart)	424
NTR070010	<input type="checkbox"/>	Extra set mountain bike achterwielen - 36 spaaks (zilver), gecoate hoepels (zwart)	546
<b>Quick release as</b>			
NTR070150	<input type="checkbox"/>	Quick release as, roestvrij staal	<b>std</b>
NTR070153	<input type="checkbox"/>	Quick release as, titanium (L)	(niet i.c.m. universeel kruisgespaakt achterwielen) 164
<b>Spaakbeschermers</b>			
(alleen mogelijk i.c.m. 24")			
NTR070831	<input type="checkbox"/>	Transparant	NTR070827 <input type="checkbox"/> Silk NTR070833 <input type="checkbox"/> Zebra 219
NTR070823	<input type="checkbox"/>	Princess	NTR070830 <input type="checkbox"/> Tiger NTR070818 <input type="checkbox"/> Jungle Fever 219
NTR070816	<input type="checkbox"/>	Happy Lions	NTR070813 <input type="checkbox"/> Galactica NTR070811 <input type="checkbox"/> Feather 219
NTR070820	<input type="checkbox"/>	Oriental	NTR070821 <input type="checkbox"/> Pirates NTR070806 <input type="checkbox"/> Chrome wheel 219
NTR070829	<input type="checkbox"/>	Superhero	NTR070814 <input type="checkbox"/> Graffiti NTR070803 <input type="checkbox"/> Basketball 2 219
NTR070817	<input type="checkbox"/>	Hot wheels	NTR070802 <input type="checkbox"/> Basketball NTR070828 <input type="checkbox"/> Space 219
NTR070822	<input type="checkbox"/>	Pool	NTR070812 <input type="checkbox"/> Flying water NTR070819 <input type="checkbox"/> Monkeys 219
<b>Built-4-Me C30</b>			
FMG-MF01-2622-01	<input type="checkbox"/>	Spaakbeschermer eigen design	347

(1) niet i.c.m. zwaartepunt 68 - 104 mm, niet i.c.m. zithoogte 370-420 mm ( 24" ) & 370-430mm (25"), niet i.c.m. carbon asbuis, niet icm sport anti-tip of trapbuis.

(niet i.c.m. handbike. Max ZB 460 mm.

(2) alleen i.c.m. soft massief voorwiel

Voor meer informatie  
bezoek onze website  
[www.sunrisemedical.nl](http://www.sunrisemedical.nl)



**QUICKIE Nitrum**

◇ = Standaard    ○ = geen meer-/minderprijs    □ = meerprijs

€

<b>BANDEN</b>			(kies één bandtype)
NTR070101	◇	Luchtband, fijn profiel, Schwalbe righrun	std
NTR070107	□	Luchtband, Schwalbe One met Raceguard lekbescherming (L)	145
NTR070102	□	Band massief (+)	(alleen i.c.m. 24") 123
NTR070104	□	Luchtband, anti-lek, Schwalbe marathon Plus Evolution (+)	117
NTR090163	□	Extra set binnen- en buitenband	(niet i.c.m. massief) 59
<b>HOEPELS</b>			
NTR070202	◇	Aluminium, zilver geanodiseerd (L)	std
NTR070201	○	Aluminium, zilver, transparante poedercoating (L)	gm
NTR070203	□	Aluminium, gekleurde poedercoating (L)	(zie blz. 8 voor de kleuren) 99
NTR070204	□	Edelstaal (+)	85
NTR070207	□	Supergrip © (+)	425
NTR070208	□	Maxgrepp © (+)	(alleen i.c.m. 24") 471
NTR070212	□	Ellipse 3R, zwart (+)	443
<b>Built-4-Me C30</b>			
FMG-MF06-3247-01	□	Carbolife Gekko hoepel 24" (+)	509
FMG-MF06-3247-02	□	Carbolife Gekko hoepel 25" (+)	509
FMG-MF06-3247-03	□	Carbolife Quadro hoepel 24" (+)	509
FMG-MF06-1980-01	□	Tetra hoepel	256
NTR070205	□	Titanium	275
NTR070206	□	Titanium, transparante poedercoating	275
<b>Hoepel montage</b>			
NTR070317	◇	Standaard = 17mm	std
NTR070327	□	Breed = 27mm	46
NTR070307	□	Supersmal = 7mm	(alleen i.c.m. edelstaal en Ellipse 3R hoepels) 46
NTR070250	□	Hoepelhoezen	(alleen i.c.m. 24") 151
<b>ASBUIJ</b>			
NTR010401	◇	Asbuis aluminium, zwart	std
NTR010402	□	Asbuis Carbon (1)	239
NTR010403	□	Asbuis Carbon superlicht, zwart (L) (1)	(niet icm WheelDrive)(alleen 0° camber)(achteraf niet instelbaar) 461
<b>WIEL CAMBER</b>			
NTR070600	○	0°	gm
NTR070603	○	3°	gm
NTR070606	○	6°	(niet i.c.m. asbuis carbon)(niet i.c.m. WheelDrive) gm
NTR070609	○	9°	(niet i.c.m. asbuis carbon)(niet i.c.m. Wheeldrive)(niet i.c.m. handbike as) gm
<b>REMMEN</b>			
NTR060001	◇	Standaard duwremmen	std
NTR060002	□	Kniehevelremmen	108
NTR060010	□	Remverlengers, neerklapbaar	(alleen i.c.m. kniehevelrem) 55
NTR060023	□	Compact schaarremmen EVO	(niet i.c.m. 6° en 9° camber) 135
NTR060024	□	Compact schaarremmen lichtgewicht EVO (L) (2)	(niet i.c.m. 6° en 9° camber) 144
<b>Built-4-Me C30</b>			
NTR060006	□	Eenhandige rembediening links (+)	314
NTR060007	□	Eenhandige rembediening rechts (+)	314
<b>ACCESSOIRES</b>			
NTR090000	○	Gereedschapsetje	gm
NTR090025	□	Handpompje	16
NTR090030	□	Rugzak	92
750115	□	Quickie design rugzak	121
750307	□	Quickie design frametasje	81
<b>TRANSPORTHULPSET - noodzakelijk om te voldoen aan ISO 7176-19</b>			
NTR090100	○	Transporthulpset	167
(1) accessoires kunnen niet aan de asbuis gemonteerd worden			
(2) niet icm handbikes, zwaartepuntverstelling max 20 mm verstelbaar achteraf			

**QUICKIE Nitrum**

◇ = Standaard    ○ = geen meer-/minderprijs    □ = meerprijs

€

**FRAMEKLEUR**

	Frame	Hoepels		Frame	Hoepels
		€ 99			€ 99
02 Brilliant Silver	○	□	29 Black	○	□
03 Silver matt	○	□	31 Matt black	○	□
06 Sun Yellow	○	□	32 Signal white	○	□
14 Blue	○	□	33 Pink	○	□
15 Brilliant Marine	○	□	34 Dark chocolate metallic	○	□
16 Matt Marine	○	□	35 Skyblue	○	□
19 Brilliant Purple	○	□	36 Cyan-Metallic	○	□
21 Red Ruby	○	□	37 Marsred	○	□
22 Brilliant Red	○	□	40 Kiwi	○	□
23 Matt Red	○	□	41 Flamingo-Glitter	○	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	42 Matt-Anthracite	○	□
27 Graphitemetallic	○	□	46 Mamba Green	○	□

**KLEUR NAAF EN VELG** - voor 24" lichtgewicht achterwielen

(spaken zwart)

NTR100336	□	Oranje geanodiseerd	237
NTR100337	□	Blauw geanodiseerd	237
NTR100338	□	Rood geanodiseerd	237

**LABELKLEUR** - voor stickers ("Nitrum" op het frame en "Quickie" op de zijanten)

NTR100550	◇	Zwart	std
NTR100551	○	Zilver	gm
NTR100552	○	Oranje	gm
NTR100553	○	Rood	gm
NTR100554	○	Blauw	gm

**AS-ADAPTERKLEM**

NTR100560	◇	Zilver	std
NTR100561	○	Oranje	gm
NTR100562	○	Rood	gm
NTR100563	○	Blauw	gm

**KLEUR FRAMEMOTIEF "FLOATING DOTS"** - labelkleur is gelijk aan "Floating Dot" kleur

NTR100570	□	Zwart	247
NTR100575	□	Mat zwart	247
NTR100571	□	Zilver (grijs)	247
NTR100572	□	Oranje	247
NTR100573	□	Rood	247
NTR100574	□	Blauw	247

**Built-4-Me C30**

FMG-MA01-1185-02	□	Speciale kleur, RAL ..... (zelf invullen)	290
------------------	---	---	-----




**Quickie Nitrum - Basisprijs**

Prijs optie	.....€
<b>Totaalprijs</b>	.....€

Sunrise Medical Customer Service  
 T: 088 - 50 123 45  
 E: cs@sunrisemedical.nl



## Maatvoering tabel Nitrum met Ergozit



Ergozit lengte:	mm
Zwaartepuntinstelling:	mm
Rughoogte:	mm
Lumbaalhoogte:	mm
Lumbaalhoek:	graden
Neeklapbare rug:	ja / nee

- Lengte Ergozit beschikbaar van 100 - 150 mm.
- Maximaal verschilzithoogte voorzijde en achterzijde is 80 mm.
- Elke order wordt gecheckt voor productie. Het is mogelijk dat het monteren van een Attitude of handbike versterkingskit niet mogelijk is. Dit krijgt u dan bevestigd op de offerte.
- Niet mogelijk i.c.m.:
  - Hybrid frame
  - Zwaartepunt aan voorzijde Ergozit

## ZITMAT

NTR020002 t/m 020004



NTR020012 t/m 020018



## DUWHANDVATTEN

NTR030201



NTR030203



NTR030204



NTR030015



## RUGLEUNING

NTR030090



NTR030157



NTR030158



NTR030158



NTR030211



NTR030316



NTR030317



## ZIJKANTEN & ARMSTEUNEN

NTR040101



NTR040102



NTR040103



NTR040104



## VOETPLATEN

NTR050029



NTR050030



NTR050022



NTR050026



NTR010040



**VOORVORKEN**

NTR080008



NTR080013 & NTR080306



**ACHTERWIELEN**

NTR070001



NTR070002



NTR070003



NTR070004



**BANDEN**

NTR070101



NTR070106



NTR070107



NTR070104



**HOEPELS**

NTR070208



NTR070212



**REMMEN**

NTR060001



NTR060002



NTR060023



NTR060004




**KLEUREN**

AS-ADAPTERKLEM



FLOATING DOTS



NTR100336



NTR100337



NTR100338

